

Hemax 53 Vet



**Auto 5 part
Hematology Analyzer**

enfocados en hematología veterinaria

Hemax 53 Vet



Analizador Hematológico de 5 partes diferencial

Hemax 53 Vet esta especialmente desarrollado para análisis hematológico de 5 partes diferencial en animales, diseñado para utilizar en todo tipo de veterinarias y hospitales veterinarios, utiliza la más avanzada tecnología actualmente disponible para analizar el histograma que combina los siguientes avances tecnológicos.

- Dispersión Láser en tres ángulos
- Citometría de flujo
- Coloración Química

Este analizador Láser veterinario cuenta con una interfaz de usuario amigable a través de una gran pantalla touch screen para una clara visión y fácil operación y a la vez bajo mantenimiento, resultando estables y con buena precisión.

Este Analizador hematológico inteligente está formulado para varios tipos de animales incluidos perro, gato, vaca, oveja, cabra, caballo y cerdo. Más animales se irán actualizando al sistema.

Especificaciones técnicas

Tecnología:	Dispersión láser + citometría de flujo (WBC+DIFF), análisis resistivo con flujo hidrodinámico (WBC/RBC/PLT), método colorimétrico para (HGB)
Canales de detección:	RBC/PLT + WBC/BASO/HGB + WBC/DI FF
Parámetros:	24 parámetros incluyendo WBC, L YM%, L YM#, NEU%, NEU#, MON%, MON#, EOS%, EOS#, BAS% %, BAS#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, PDW, MPV, PCT, P-LCR
Diagrama de dispersión:	Tres diagramas de dispersión, diferencial de 5 partes (2D).
Histograma:	Histograma RBC, Histograma PLT
Modo de análisis:	CBC+ 5DIFF
Rendimiento:	60 muestras /hora
Tipo de muestra:	modo sangre venosa, modo sangre Pre-diluida
Volumen de muestra:	≤20µl
Tipo de pantalla:	Pantalla táctil LCD color 10.4"
Almacenamiento de datos :	100,000 registros de muestras que incluyen dispersión , histogramas e información del paciente
Modo de espera :	Función automática de descanso y reactivación



B&E Bio-technology Co.,Ltd.

Add: No.11 Jieaisi Road, Laishan District, Yantai City, China

Tel: +86 535 6718181 www.besic.com

Visit our website for contact information of our regional sales managers.