

Hemax 33

Analizador automático de hematología



- Bajo coste, fácil manejo y elevada precisión. Utiliza reactivos nacionales LABIX

Hemax 33

21+3 Parámetros

WBC	MCH
LYM#	MCHC
MID#	RDW-CV
GRA#	RDW-SD
LYM%	PLT
MID%	P-LCR
GRA%	P-LCC
RBC	MPV
HGB	PDW
HCT	PCT
MCV	WBC, RBC, PLT



Principales parámetros técnicos

Volumen de la muestra:	modo sangre total 9.8 µl modo prediluido: 20 µl
Velocidad de análisis:	>60 muestras/hora
Método de calibración:	manual/automático
Gráfico de control de calidad:	método L-J QC
Tasa de contaminación cruzada:	WBC ≤ 0.5% RBC ≤ 0.5% HGB ≤ 0.5% PLT ≤ 1.0%
Precisión (CV):	puntuación CV WBC ≤ 2.0% RBC ≤ 1.5% HGB ≤ 1.5% MCV ≤ 1.0% PLT ≤ 5.0%
Interfaz de operación:	interfaz completamente en español, pantalla táctil de 10,4 pulgadas, se puede conectar a la operación del ratón, soporte de entrada de teclado.
QC & CAL:	Control de calidad y calibradores disponibles en cada lote
Función de hibernación:	Sí, se puede encender durante 24 horas
Métodos de taponamiento:	lavado a presión positiva y negativa, remojo con enzimas concentradas, quemado a alta presión, etc.
Almacenamiento:	100.000 resultados de pruebas (incluidos histogramas)
Pantalla:	LCD en color de 10,4 pulgadas
Impresión:	impresora interna o externa
Interfaz:	interfaz USB, interfaz de cable de red
Alimentación:	fuelle de alimentación conmutada, c.a. 220V, 50HZ
Entorno de trabajo:	temperatura 10°C–35°C, humedad 10%–90%, puede utilizarse en entornos de meseta.
Peso:	aprox. 20 kg



B&E Bio-technology Co.,Ltd.

Importado y distribuido por: Biomed Brokers SRL / LABIX
Superi 2034 CP1852 Burzaco (Parque Industrial de Burzaco)
WEB: www.biomed.com.ar correo: info@biomed.com.ar
Tel.: 54 11 4866-4867
Tel.: 54 11 3220-4800
WSP: 54 11 3435-9673
Facebook: biomedbrokers
Instagram: @biomedbrokers

